



TOSOH

核酸类药物的HPLC分析方法的评价 (寡核苷酸、质粒DNA、MRNA)



2026年5月

TOSOH CORPORATION



TOSOH

寡核苷酸/核酸分离常用的HPLC分离模式

分离模式	分离机制	优点	缺点	流动相示例
反相色谱 (RPC)	疏水性相互作用	- 高分辨率 - 异构体、不对称体的分离	- 异构体、不对称体峰较多 - 样品载量少	- 含离子对试剂的洗脱液 - 有机溶剂梯度洗脱
离子交换色谱 (IEC)	离子相互作用	- 样品载量高 - 可根据磷酸基数量分离样品 (N-1, N, N+1)	分离前需要脱盐、稀释等处理	- 中性至碱性溶液中, 盐梯度洗脱 - 有时也添加有机溶剂
尺寸排阻色谱 (SEC)	分子大小	- 基于碱基数分离 - 可在接近生理条件的洗脱液中分离	- 样品载量少 - 分离能力低于RPC、IEC	- 在中性附近的洗脱液中, 等度洗脱 - 有时也添加有机溶剂
疏水色谱 (HIC)	疏水相互作用	- 有机溶剂使用量少 - 分离DMT-on/off体 - 可部分分离N-1和P=O体	使用高浓度盐	- 使用硫酸铵的盐浓度梯度洗脱 - 有时也添加有机溶剂
亲水作用色谱 (HILIC)	亲水相互作用	- 结构异构体、不对称体的分离 - 不使用离子对试剂	- 使用高浓度有机溶剂 - 易受样品溶剂组成的影响	- 使用含有高浓度有机溶剂的流动相 - 有机溶剂梯度洗脱



TOSOH

内容

01 | 寡核苷酸的分析

02 | 质粒DNA的分析

03 | 长链核酸(ssRNA、DNA)的分析




寡核苷酸的分析





TOSOH

寡核苷酸的磷酸化及糖基修饰



- 磷酸化修饰: 空间配置引起的异构体 (但都是有效成分)
- 糖基修饰: 通过架桥增强对核酸酶的耐受和降低毒性 (如吗啉环形)
- 碱基修饰: 适配体立体构造的多样性



TOSOH

存在于合成寡核苷酸的杂质

ICH Guideline Q3A(R2), Q3B(R2)

Non-genotoxic impurities; Organic, inorganic or residual solvents

Organic impurities; Process-related and Product-related

- **Class I**

代谢物杂质；如 3'端、5'端缺失物等

- **Class II**

仅含有天然核酸结构元素的杂质；如磷酸二酯类杂质等

- **Class III**

母体寡核苷酸的序列变异杂质；如 n-1、n+1等

- **Class IV**

由合成过程引起的各类杂质；如无碱基杂等



TOSOH

适用于寡核苷酸分析的色谱柱

离子对反相色谱(IP-RPLC)

商品名称	粒径 (μm)	孔径 (nm)	碳含量 (%)	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel ODS-120H	1.9、3、5	12	20 %	2.0 x 15

亲水相互作用色谱(HILIC)

商品名称	粒径 (μm)	孔径 (nm)	官能团	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel Amide-80	2、3、5	10	氨基甲酰	2.0 x 15

阴离子交换色谱(IEC)



商品名称	粒径 (μm)	尺寸(mm I.D. x cm)	官能团
TSKgel DNA-STAT	5	4.6 X 10	季氨基



合成寡核苷酸的IP-RPLC分离

TOSOH

□ 流动相添加剂对分离的影响



Identification of peaks :

1 ; (dT)₁₅, 2 ; (dT)₂₀, 3 ; (dT)₂₅, 4 ; (dT)₃₀, 5 ; (dT)₃₅,
6 ; (dT)₁₅PS, 7 ; (dT)₂₀PS, 8 ; (dT)₂₅PS, 9 ; (dT)₃₀PS,
10 ; (dT)₃₅PS

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. x 75 mm, 1.9 μ m)

Eluent : A ; 10 mmol/L DMPA, 600 mmol/L TFE in water

B ; 10 mmol/L DMPA, 600 mmol/L TFE in methanol

Gradient : B conc.(0 min) 5 % $\rightarrow$ (10-12 min) 25 % $\rightarrow$ (12.1-20 min) 5 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 60 $^{\circ}$ C Injection vol. : 5 μ L

Ionization : ESI Negative

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. x 75 mm, 1.9 μ m)

Eluent : A ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in(water/methanol=80/20)

B ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in methanol

Gradient : B conc.(0 min) 0 % $\rightarrow$ (10-12 min) 20 % $\rightarrow$ (12.1-20 min) 0 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 60 $^{\circ}$ C Injection vol. : 5 μ L



Ionization : ESI Negative



TOSOH

合成寡核苷酸的IP-RPLC分离

□ 流动相添加剂对分离的影响



Name	Sequence (5'→3')	Mw
20FLP	a ^t c ^g a ^c t ^c t ^c g ^a a ^g c ^g t ^t c ^t c	6349.30
20-PO-1	a ^t c ^g a ^c t ^c t ^c g ^a a ^g c ^g t ^t c ^t c	6333.23
20-PO-10	a ^t c ^g a ^c t ^c t ^c g ^a a ^g c ^g t ^t c ^t c	6333.23
20-PO-1,10	a ^t c ^g a ^c t ^c t ^c g ^a a ^g c ^g t ^t c ^t c	6317.16
20-(n-1)	a ^t c ^g a ^c t ^c t ^c g ^a a ^g c ^g t ^t c ^t c	6044.05

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. × 100 mm, 1.9 μm)

Eluent : A ; 10 mmol/L DMPA, 800 mmol/L TFE in water

B ; 10 mmol/L DMPA, 800 mmol/L TFE in acetonitrile

Gradient : B conc.(0 min) 0 % →(20-21 min) 10 % →(21.1-29 min) 0 %

Flow rate : 0.3 mL/min Column temp. : 50 °C Injection vol. : 5 μL

Ionization : ESI Negative

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. × 75 mm, 1.9 μm)

Eluent : A ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in (water/methanol=80/20)

B ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in methanol

Gradient : B conc.(0 min) 0 % →(20-21 min) 12 % →(21.1-30 min) 0 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 50 °C Injection vol. : 5 μL

Ionization : ESI Negative




TOSOH

合成寡核苷酸的IP-RPLC分离

□ 流动相添加剂对分离的影响

Name	Base	Sequence(5'→3') ^ ; Phosphorothioated	M
50FLP	50	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c	15992.32
50-(n-1)	49	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] t	15687.07
50-(n+1)	51	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g	16337.60
50-PO-49	50	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15976.25
50-PO-1	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c	15976.25
50-PO-1,49	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15960.18
50-PO-1,25,49	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] ac [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15944.11



Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. × 100 mm, 1.9 μm)


Eluent : A ; 10 mmol/L DMPA, 600 mmol/L TFE in water

B ; 10 mmol/L DMPA, 600 mmol/L TFE in acetonitrile

Gradient : B conc.(0 min) 0 % →(40-41 min) 10 % →(41.1-50 min) 0 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 60 °C Injection vol. : 5 μL

Ionization : ESI Negative



Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. × 75 mm, 1.9 μm)

Eluent : A ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in (water/methanol=80/20)

B ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in methanol

Gradient : B conc.(0 min) 0 % →(40-41 min) 12 % →(41.1-50 min) 0 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 50 °C Injection vol. : 5 μL



Ionization : ESI Negative



TOSOH

合成寡核苷酸的HILIC分离

□ 分离模式对分离的影响



Identification of peaks :

1 ; (dT)₁₅, 2 ; (dT)₂₀, 3 ; (dT)₂₅, 4 ; (dT)₃₀, 5 ; (dT)₃₅,
6 ; (dT)₁₅PS, 7 ; (dT)₂₀PS, 8 ; (dT)₂₅PS, 9 ; (dT)₃₀PS,
10 ; (dT)₃₅PS

Conditions

Column : TSKgel Amide-80 2 μ m (2.0 mm I.D. $\times$ 150 mm, 2 μ m)

Eluent : A ; 50 mmol/L ammonium formate (pH 4.8)

B ; acetonitrile

Gradient : B conc.(0 min) 98 % $\rightarrow$ (40-42 min) 40 % $\rightarrow$ (42.5-55 min) 98 %

Flow rate : 0.2 mL/min Column temp. : 50 $^{\circ}$ C Injection vol. : 5 μ L

Ionization : ESI Negative

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. $\times$ 75 mm, 1.9 μ m)

Eluent : A ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in water/methanol=80/20)

B ; 15 mmol/L TEA, 400 mmol/L HFIP in methanol

Gradient : B conc.(0 min) 0 % $\rightarrow$ (10-12 min) 20 % $\rightarrow$ (12.1-20 min) 0 %

Flow rate : 0.4 mL/min Column temp. : 60 $^{\circ}$ C Injection vol. : 5 μ L



Ionization : ESI Negative



TOSOH

合成寡核苷酸的HILIC分离

□ 分离模式对分离的影响



Name	Sequence (5'→3')	Mw
20FLP	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c	6349.30
20-PO-1	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c	6333.23
20-PO-10	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c	6333.23
20-PO-1,10	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c	6317.16
20-(n-1)	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c	6044.05

Conditions

Column : TSKgel Amide-80 2 μ m (2.0 mm I.D. $\times$ 150 mm, 2 μ m)

Eluent : A ; 50 mmol/L ammonium formate (pH 4.8)

B ; acetonitrile

Gradient : B conc.(0 min) 98 % $\rightarrow$ (30-32 min) 20 % $\rightarrow$ (32.5-40 min) 98 %

Flow rate : 0.3 mL/min Column temp. : 50 $^{\circ}$ C Injection vol. : 2 μ L

Ionization : ESI Negative

Conditions

Column : TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. $\times$ 100 mm, 1.9 μ m)

Eluent : A ; 10 mmol/L DMPA, 800 mmol/L TFE in water

B ; 10 mmol/L DMPA, 800 mmol/L TFE in acetonitrile

Gradient : B conc.(0 min) 0 % $\rightarrow$ (20-21 min) 10 % $\rightarrow$ (21.1-29 min) 0 %


Flow rate : 0.3 mL/min Column temp. : 50 $^{\circ}$ C Injection vol. : 5 μ L

Ionization : ESI Negative



TOSOH

合成寡核苷酸的IEC分离



Name	Sequence (5'→3')	Mw
20FLP	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c [^]	6349.30
20-PO-1	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c [^]	6333.23
20-PO-10	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c [^]	6333.23
20-PO-1,10	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c [^]	6317.16
20-(n-1)	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] c [^]	6044.05

Conditions

Column : TSKgel DNA-STAT (4.6 mm I.D. × 100 mm, 5 μm)

Eluent :

A ; acetonitrile/40 mmol/L Tris-HCl+2 mmol/L EDTA·2Na
(pH8.5)/water=30/50/20

B ; acetonitrile/40 mmol/L Tris-HCl+2 mmol/L EDTA·2Na+
2 mol/L NaClO₄(pH8.5)/water=30/50/20

Gradient : B conc.(0 min) 20 % →(60 min)40 %
→(60.1-65 min) 100 % →(65.1-75 min) 20 %

Flow rate : 0.5 mL/min

Column temp. : 60 °C

Injection vol. : 10 μL


Detector : UV 260 nm



TOSOH

合成寡核苷酸的IEC分离

Name	Base	Sequence(5'→3') [^] ; Phosphorothioated	M
50FLP	50	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c	15992.32
50-(n-1)	49	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] t	15687.07
50-(n+1)	51	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g	16337.60
50-PO-49	50	a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15976.25
50-PO-1	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c	15976.25
50-PO-1,49	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15960.18
50-PO-1,25,49	50	at [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] ac [^] t [^] c [^] t [^] c [^] g [^] a [^] g [^] c [^] g [^] t [^] t [^] c [^] t [^] a [^] t [^] c [^] g [^] a [^] c [^] t [^] c [^] t [^] c [^] tc	15944.11



Conditions

Column : TSKgel DNA-STAT (4.6 mm I.D. $\times$ 100 mm, 5 μ m)

Eluent :

A ; acetonitrile/40 mmol/L Tris-HCl+2 mmol/L EDTA $\cdot$ 2Na
(pH8.5)/water=30/50/20

B ; acetonitrile/40 mmol/L Tris-HCl+2 mmol/L EDTA $\cdot$ 2Na+
2 mol/L NaClO₄(pH8.5)/water=30/50/20

Gradient : B conc.(0 min) 20 % $\rightarrow$ (90-105 min)60 %
 $\rightarrow$ (105.1-135 min) 20 %

Flow rate : 0.5 mL/min

Column temp. : 60 $^{\circ}$ C

Injection vol. : 2 μ L

Detector : UV 260 nm



质粒DNA的分析






适用于质粒DNA分析的色谱柱

TOSOH

□ 质粒DNA拓扑异构体的分离



- 多使用无孔微粒聚合物基材(-NPR, -STAT)
 - 无孔聚合物基材 >>> 减少样品扩散，实现高分离和高回收率
 - 微粒填料 >>> 高塔板数

商品名称	粒径 (μm)	尺寸 (mm I.D. x cm)	官能团	适用样品
TSKgel [®] DNA-NPR	2.5	4.6 X 7.5	二乙胺乙基 (DEAE)	链长5 kbp以下
TSKgel DNA-STAT	5	4.6 X 10	季氨基	
TSKgel Q-STAT	7	4.6 X 10	季氨基	链长5 kbp以上
TSKgel Q-STAT	10	3.0 X 3.5	季氨基	




TOSOH


质粒DNA拓扑异构体的IEC分离

□ 样品: Plasmid DNA pBR322 (4.3 kbp)

TSKgel DNA-NPR




不同盐




不同色谱柱

TSKgel DNA-STAT



不同盐



Conditions

Column : TSKgel DNA-NPR (4.6 mm I.D. x 7.5 cm)
: TSKgel DNA-STAT (4.6 mm I.D. x 10 cm)

Eluent : a) A; 20 mM Tris-HCl (pH 8.5)
B; 20 mM Tris-HCl + 1 M NaClO₄ (pH 8.5)
b) A; 20 mM Tris-HCl (pH 8.5)
B; 20 mM Tris-HCl + 1 M NaCl (pH 8.5)

Gradient : a₁) B; 15-35 % (30 min)
b₁) B; 50-70 % (30 min);
a₂) B; 30 -50 % (30 min)
b₂) B; 75-95 % (30 min)

Flow rate : 0.5 mL/min

Detection : UV (260 nm)

Temperature: 25 °C

Inj.vol. : 2 µL

Samples : 1) Linear (0.2 g/L)
2) Open circular (0.2 g/L)
3) Supercoiled (0.1 g/L)




TOSOH

质粒DNA拓扑异构体的IEC分离


□ 样品: Plasmid DNA pHelper (11.6 kbp)

TSKgel DNA-NPR (2.5 μ m)



a) 36%~51% (45 min); b) 13%~28% (45 min)
c) 54%~64% (40 min); d) 49%~59% (40 min)

TSKgel DNA-STAT (5 μ m)



a) 50%~65% (45 min); b) 20%~35% (45 min)
c) 84%~94% (40 min); d) 72%~82% (40 min)

Conditions;

Column; TSKgel DNA-NPR (4.6 mm I.D. x 7.5 cm)

TSKgel DNA-STAT (4.6 mm I.D. x 10 cm)

Eluent A; 20 mM Tris-HCl (pH 8.5)

Eluent B; a) A + 1.5 mol/L NaCl pH 8.5

b) A + 1.5 mol/L NaClO₄ pH 8.5

c) A + 2 mol/L TMAC* pH 8.5

d) A + 2 mol/L choline chloride pH 8.5

e) A + 2 mol/L Guanidinium chloride pH 8.5

Gradient; shown below each chromatogram

Flow rate; 0.5 mL/min

Detection; UV (260 nm)

Temperature; 25 °C

Inj.vol.; 10 μ L

Samples; 1) Linear (0.02 mg/ml)

2) Open circular (0.02 mg/ml)

3) Supercoiled (0.02 mg/ml)

*TMAC: Tetramethylammonium Chloride

- 使用TMAC与Choline chloride时分离程度相似,可使用Choline chloride替代毒性较强的TMAC
- 但以上条件均未确认到OC的洗脱




TOSOH

质粒DNA拓扑异构体的IEC分离

□ 样品: Plasmid DNA pHelper (11.6 kbp)


色谱柱示意图



填料粒子间的空隙尺寸 $\Rightarrow$ 粒径的15 % – 35 %

TSKgel DNA-NPR (2.5 μm) $\Rightarrow$ 375 nm – 875 nm

TSKgel DNA-STAT(5 μm) $\Rightarrow$ 750 nm – 1750 nm



Plasmid DNA pHelper : 11.6 kbp

超螺旋型 $\Rightarrow$ 全碱基长度的41 % $\Rightarrow$ 1617 nm

线型 $\Rightarrow$ 3944 nm

1617 nm < 开环型 < 3944 nm

SC和Linear易被拉伸程线状，可以穿过色谱柱间隙


OC保持松弛型环状结构，尺寸较大，因此容易滞留在色谱柱间隙中



质粒DNA拓扑异构体的IEC分离


TOSOH ☐ 样品: Plasmid DNA pHelper (11.6 kbp)

TSKgel Q-STAT (7 μ m)



a) 49%~64% (45 min); b) 18%~33% (45 min)
d) 72%~82% (40 min); e) 38%~48% (40 min)

TSKgel Q-STAT (10 μ m)



a) 49%~64% (45 min); e) 38%~48% (40 min)

Conditions;
Column; TSKgel Q-STAT (4.6 mm I.D. x 10 cm)
TSKgel Q-STAT (3.0 mm I.D. x 3.5 cm)
Eluent A; 20 mM Tris-HCl (pH 8.5)
Eluent B; a) A + 1.5 mol/L NaCl pH 8.5
b) A + 1.5 mol/L NaClO₄ pH 8.5
d) A + 2 mol/L choline chloride pH 8.5
e) A + 2 mol/L Guanidinium chloride pH 8.5
—sc Gradient; shown below each chromatogram
—oc Flow rate; shown below each chromatogram
---Lin Detection; UV (260 nm)
Temperature; 25 °C
Inj.vol.; 10 μ L
Samples; 1) Linear (0.02 mg/ml)
2) Open circular (0.02 mg/ml)
3) Supercoiled (0.02 mg/ml)

*TMAC: Tetramethylammonium Chloride



TOSOH


长链核酸(MRNA和DNA)的分析





TOSOH

mRNA疫苗的制造与质量评价



产品相关杂质；双链RNA、片段化RNA、加帽不完全mRNA等

工艺相关杂质；帽子相关杂质、残留蛋白酶、有机溶剂

Fig. 1 mRNA医薬の構造

[医薬品医療機器レギュトリーサイエンス, PMDRS, 54(4), 300~311(2023)]



TOSOH

mRNA疫苗和治疗产品的质量分析方法指南<USP1040>

Purity	mRNA purity	<u>Ion pair reversed-phase high-performance liquid chromatography (IP-RP-HPLC)</u>
	5' capping efficiency	Reverse-phase liquid chromatography mass spectroscopy (RP-LC-MS/MS) ^D
		<u>Ion pair reversed-phase high-performance liquid chromatography (IP-RP-HPLC)</u>
		Liquid chromatography mass spectroscopy (LC-MS/MS) ^D
	3' poly(A) tail length	Liquid chromatography mass spectroscopy (LC-MS/MS) ^D
		<u>Ion pair reversed-phase high-performance liquid chromatography (IP-RP-HPLC)</u>
	Product related impurities - dsRNA	Immunoblot
		Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
	Product related impurities - aggregate quantitation	<u>Size exclusion-high-performance liquid chromatography (SEC-HPLC) ^D</u>
	Product related impurities - percentage of fragment mRNA	<u>Reversed-phase HPLC (RP-HPLC) ^D</u>
	Process related impurities - residual DNA template	quantitative PCR (qPCR)
	Process related impurities - quantitation of free/non-incorporated nucleosides	Reverse-phase liquid chromatography mass spectroscopy (RP-LC-MS/MS) ^D
	Process related impurities - residual NTP and capping agent	Anion exchange high-performance liquid chromatography (AEX-HPLC) ^D
	Process related impurities - residual T7 RNA polymerase content	Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)



适用于ssRNA分析的色谱柱

TOSOH

尺寸排阻色谱(SEC)

- 可在接近生理条件的洗脱液系中分离

商品名称	基材	粒径 (μm)	孔径 (nm)	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel G4000PW _{XL}	亲水性乙烯基聚合物	10	50以下	7.8 x 30
TSKgel G4000SW _{XL}	高纯度二氧化硅	8	45	7.8 x 30

离子对反相色谱法(IP-RPLC)

- 高分离

商品名称	粒径 (μm)	孔径 (nm)	碳含量 (%)	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel ODS-120H	1.9、3、5	12	20 %	2.0 x 15
TSKgel Oligo DNA RP	5	25	12 %	4.6 x 15




不同链长ssRNA的SEC分离

TOSOH


□ 洗脱液种类对分离的影响

➤ 样品:ssRNA Ladder (50~1000 bases ssRNA) (New England BioLabs)

TSKgel G4000PW_{XL}



TSKgel G4000SW_{XL}



Conditions;

Columns; 1) TSKgel G4000PW_{XL} (7.8 mm I.D. x 30 cm)

2) TSKgel G4000SW_{XL} (7.8 mm I.D. x 30 cm)

Eluent; a) 100 mM PB (pH 7.0)

b) 20 mM PB + 0.3 M NaCl (pH 7.0)

c) 20 mM PB (pH 7.0)

Flow rate; 0.5 mL/min

Detection; UV (260 nm)

Temperature; 1) 80 °C

2) 65 °C

Inj.vol.; 2 µL

Samples; 50,80,150,300,500,1000 base ssRNA mixture (500 µg/mL)

注:与标准温度相比,在65°C使用TSKgel G4000SW_{XL}时,色谱柱寿命可能会缩短




不同链长ssRNA的SEC分离

TOSOH


温度对分离的影响

➤ 样品:ssRNA Ladder (50~1000 bases ssRNA) (New England BioLabs)

TSKgel G4000PW_{XL}



TSKgel G4000SW_{XL}



Conditions;

Columns; 1) TSKgel G4000PW_{XL} (7.8 mm I.D. x 30 cm)

2) TSKgel G4000SW_{XL} (7.8 mm I.D. x 30 cm)

Eluent; 20 mM PB (pH 7.0)

Flow rate; 0.5 mL/min

Detection; UV (260 nm)

Temperature; a) 65 °C

b) 80 °C

c) 30 °C

Inj.vol.; 2 µL

Samples; 50,80,150,300,500,1000 base ssRNA mixture (500 µg/mL)

注:与标准温度相比,在65°C使用TSKgel G4000SW_{XL}时,色谱柱寿命可能会缩短




不同链长ssRNA的IP-RPLC分离

TOSOH


□ 色谱柱及离子对试剂对分离的影响

➤ 样品:ssRNA Ladder (50~1000 bases ssRNA) (New England BioLabs)

色谱柱的影响



离子对试剂的影响



Conditions 1

Column; a) TSKgel ODS-120H (2.0 mm I.D. x 15 cm; 3 μ m)
b) TSKgel OligoDNA RP (4.6 mm I.D. x 15 cm; 5 μ m)

Eluent; A₁: 100 mmol/L BA pH 7.0

B₁: 100 mmol/L BA pH 7.0 + 80 % acetonitrile

A₂: 100 mmol/L BA pH 7.0

B₂: 100 mmol/L BA pH 7.0 + 50 % acetonitrile

Gradient; a) 20 %-35 % B, 48 min

b) 30 %-60 % B, 60 min

Flow rate; a) 0.2 mL/min

b) 1.0 mL/min

Detection; UV (260 nm)

Temperature; 50 °C

Inj.vol.; 2 μ L

Samples; 50,80,150,300,500,1000 base ssRNA mixture(500 μ g/mL)

Conditions 2

Column; TSKgel OligoDNA RP (4.6 mm I.D. x 15 cm)

Eluent; A₁: 100 mmol/L *TEAA pH 7.0

B₁: 100 mmol/L TEAA pH 7.0 + 50 % acetonitrile

A₂: 100 mmol/L *BA pH 7.0

B₂: 100 mmol/L BA pH 7.0 + 50 % acetonitrile

A₃: 100 mmol/L *TPA pH 7.0

B₃: 100 mmol/L TPA pH 7.0 + 50 % acetonitrile

Gradient; a) 15 %-30 % B, 30 min

b) 30 %-60 % B, 60 min

c) 60 %-90 % B, 60 min

Flow rate; 1.0 mL/min

Other conditions are the same as in Condition 1

TEAA: Triethylammonium Acetate

BA: Butylamine

TPA: Tripropylamine



适用于DNA分析的色谱柱

TOSOH 尺寸排阻色谱(SEC)

商品名称	基材	粒径 (μm)	孔径 (nm)	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel G3000SW _{XL}	高纯度二氧化硅	5	25	7.8 x 30
TSKgel G4000SW _{XL}	高纯度二氧化硅	8	45	7.8 x 30
TSKgel G-DNA-PW	亲水性乙烯基聚合物	10	100以上	7.8 x 30

阴离子交换色谱(IEC)

商品名称	粒径 (μm)	尺寸(mm I.D. x cm)	官能团
TSKgel DNA-STAT	5	4.6 X 10	季氨基

障碍 (Slalom) 色谱(SC)

商品名称	基材	粒径 (μm)	孔径 (nm)	尺寸 (mm I.D. x cm)
TSKgel UP-SW3000	高纯度二氧化硅	2	12.5	7.8 x 30




TOSOH

不同链长DNA的SEC分离

□ 色谱柱对分离的影响

➤ 样品: DNA Ladder (20~500 bp DNA) (Takala Bio)



Conditions

Columns : (a) TSKgel G2000SW_{XL} x 2 (7.8 mm I.D. × 30 cm)
(b) TSKgel G3000SW_{XL} x 2 (7.8 mm I.D. × 30 cm)
(c) TSKgel G4000SW_{XL} x 2 (7.8 mm I.D. × 30 cm)

Eluent : 20 mmol/L PB + 0.3 mol/L NaCl + 1 mmol/L EDTA (pH7.0)

Flow rate : 0.15 mL/min

Temperature : 25 °C

Detection : 260 nm

Inj.vol : 5 µL

Sample : DNA Ladder, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300, 400, 500 bp DNA mixture




TOSOH

不同链长DNA的SEC分离

□ 长链DNA的分离

➤ 样品:DNA Ladder (100~5000 bp DNA)



Conditions

Columns : TSKgel G-DNA-PW x 4 (7.8 mm I.D. x 30 cm)

Eluent : 20 mmol/L PB + 0.3 mol/L NaCl + 1 mmol/L EDTA (pH7.0)

Flow rate : 0.15 mL/min

Temperature : 25 °C

Detection : 260 nm

Inj.vol : 5 µL


Sample : DNA Ladder, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 5000 bp DNA mixture




TOSOH

不同链长DNA的SEC分离

校正曲线



TSKgel SW_{XL}系列的校正曲线
(7.8 mm I.D. × 30 cm × 2)



TSKgel G-DNA-PW的校正曲线
(7.8 mm I.D. × 30 cm × 4)




不同链长DNA的IEC分离

TOSOH

□ 盐种类对分离的影响

➤ 样品:pBR322-HaeIII digest



Column :TSKgel DNA-STAT (4.6 mmI.D. x 100 mm)
Eluent :A; 20 mmol/L Tris-HCl (pH8.5)
B; 20 mmol/L Tris-HCl + 0.5 mol/L NaClO₄ (pH8.5)
Gradient : B 55 %→70 % (60 min)
Flow rate : 0.5 mL/min
Detection : UV (260 nm)
Temp. : 25 C
Inj. volume: 5 μ L
Conc. : 25 mg/L
Sample : pBR322-*Hae*III digest

Column :TSKgel DNA-STAT (4.6 mmI.D. x 100 mm)
Eluent :A; 20 mmol/L Tris-HCl (pH8.5)
B; 20 mmol/L Tris-HCl + 1.0 mol/L NaCl (pH8.5)
Gradient : B 70 %→90 % (60 min)
Flow rate : 0.5 mL/min
Detection : UV (260 nm)
Temp. : 25 C
Inj. volume: 5 μ L
Conc. : 25 mg/L
Sample : pBR322-*Hae*III digest




不同链长DNA的IEC分离

TOSOH

□ 长链DNA的分离

➤ 样品:DNA Ladder (1k~10 kbp DNA) (Takala Bio)



Column :TSKgel DNA-STAT (4.6 mmI.D. x 100 mm)

Eluent :A; 20 mmol/L Tris-HCl (pH8.5)

B; 20 mmol/L Tris-HCl + 1.0 mol/L NaCl (pH8.5)

Gradient : B 80 %→95 % (60 min)

Flow rate : 0.5 mL/min

Detection : UV (260 nm)

Temp. : 25 C

Inj. volume: 3 μ L

Conc. : 200 mg/L


Sample : 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k, 6 k, 7 k, 8 k, 9 k, 10 kbp DNA mixture



TOSOH


不同链长DNA的SC分离

Slalom chromatography 示意图



对于长链核酸，链长越长，洗脱越晚

➤ 样品:DNA Ladder (1k~10 kbp DNA) (Takala Bio)



Column : TSKgel UP-SW3000 x 2 (4.6 mm I.D. x 30 cm)
Eluent : 20 mM PB + 0.3 M NaCl + 1 mmol/L EDTA pH 7.0
Flow rate : 0.35 mL/min
Detection : UV (260 nm)
Temp. : 25 C
Inj. Volume : 2 μL
Sample : 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k, 6 k, 7 k, 8 k, 9 k, 10 kbp DNA mixture




不同链长DNA的SC分离

TOSOH

□ 粒径对分离的影响

➤ 样品:DNA Ladder (1k~10 kbp DNA) (Takala Bio)



Column : (a) TSKgel G3000SW_{XL} x 2 (7.8 mm I.D. × 30 cm × 2)

(b) TSKgel SuperSW3000 x 2 (4.6 mm I.D. × 30 cm × 2)

(c) TSKgel UP-SW3000 x 2 (4.6 mm I.D. × 30 cm × 2)

Eluent: 20 mmol/L PB+ 0.3 mol/L NaCl + 1 mmol/L EDTA (pH 7.0)

Flow rate: (a) 1.00 mL/min (線速: 2.1 cm/min)

(b) 0.35 mL/min (線速: 2.1 cm/min)

(c) 0.35 mL/min (線速: 2.1 cm/min)

Temperature: 25 °C

Detection: 260 nm

Inj. volume: (a) 5 μL

(b) 2 μL

(c) 2 μL

Sample : 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k, 6 k, 7 k, 8 k, 9 k, 10 kbp DNA mixture




不同链长DNA的SC分离

TOSOH

□ 流速对分离的影响

➤ 样品:DNA Ladder (1k~10 kbp DNA) (Takala Bio)



Column : TSKgel UP-SW3000 x 2 (4.6 mm I.D. x 30 cm x 2)

Eluent : 20 mM PB + 0.3 M NaCl + 1 mmol/L EDTA pH 7.0

Flow rate : (a) 0.05 mL/min

(b) 0.15 mL/min

(c) 0.35 mL/min

Detection : UV (260 nm)

Temp. : 25 C

Inj. Volume: 2 μ L

Sample : 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k, 6 k, 7 k, 8 k, 9 k, 10 kbp DNA mixture

分离模式	产品名称	适用样品	影响因素
反相色谱 (RPC)	• TSKgel ODS-120H	• 寡核苷酸、500 bases ssRNA	• 添加剂种类、离子对试剂对分离影响大
	• TSKgel Oligo DNA RP	• 1000 bases ssRNA	
亲水作用色谱 (HILIC)	• TSKgel Amide-80	• 寡核苷酸	• 使用高浓度有机溶剂, 样品洗脱顺序与反相不同
离子交换色谱 (IEC)	• TSKgel DNA-NPR	• 5 kbp以下质粒DNA拓扑异构体	• 粒径、盐种类对分离影响大
	• TSKgel DNA-STAT	• 寡核苷酸、5 kbp以下质粒DNA拓扑异构体、DNA	
	• TSKgel Q-STAT	• 5 kbp以上质粒DNA拓扑异构体	
尺寸排阻色谱 (SEC)	• TSKgel G4000SW _{XL}	• 1000 bases ssRNA、1000 bp DNA	• 温度以及盐浓度对分离影响大
	• TSKgel G4000PW _{XL}	• 1000 bases ssRNA、1000 bp DNA	
	• TSKgel G-DNA-PW	• 5000 bp DNA	
障碍Slalom色谱 (SC)	• TSKgel UP-SW3000	• 5000 bp以上DNA	• 粒径与流速对分离影响大



TOSOH

感谢聆听

